




ANALYTICAL INSTRUMENTATION WORLD WIDE!

..... COMBINING SPEED, AUTOMATION AND ACCURACY

金属全般から新素材まで、生産ラインから研究所まで、
材料分析にはスピードと信頼性の **LECO**® です。

CS



CS-244 炭素硫黄同時分析装置
CS-344 同上(ルツボ自動装填機構付)

〔鉄鋼，非鉄金属，特殊合金，鉱石等〕

感度：0.1ppm 分析時間：ショートサイクル25秒
分析範囲(1g試料) 炭素：0~3.5%
硫黄：0~0.35%


マイクロプロセッサ
電子天秤、プリンター内蔵

C


WR-112 炭素分析装置

〔各種セラミックス(TiC, SiC, WC等)
鉄鋼，非鉄金属，鉱石
触媒，土壌，海洋沈殿物，植物等〕

感度：1ppm 分析時間：3分
分析範囲：0~40% プリンター内蔵
マイクロプロセッサ



NO



TC-136 酸素窒素同時分析装置

〔鉄鋼，非鉄金属，電子材料，炭素繊維等〕
〔各種セラミックス (Si₃N₄, AlN, BN, SiC, TiC等)〕

感度：0.1ppm 分析時間：40~60秒
分析範囲(1g試料) (50mg試料)
酸素：0~0.2% 酸素：0~40%
窒素：0~0.5% 窒素：0~45%

マイクロプロセッサ
電子天秤，プリンター内蔵

上記のほか、金属中水素・炭素・硫黄・酸素・窒素の各単能分析装置、遊離炭素分析装置、拡散性/非拡散性水素分析装置、及び、金属顕微鏡観察用試料調整機器など各種取りそろえております。



日本総代理店 **日本アナリユト株式会社**

定評ある
品質とサービス

本社 〒141 東京都品川区西五反田3-8-8(町原ビル) ☎(03) 493-7281(代)
大阪支店 〒560 大阪府豊中市岡上の町2-6-7(丹羽ビル) ☎(06) 849-7466
九州営業所 〒805 北九州市八幡東区中央3-6-16(新八幡ビル) ☎(093)662-6155

カタログ贈呈

昭和六十二年十一月二十五日 印刷納本 (毎月一回) 印刷 (兼兼発行人) 東京都千代田区大手町一丁目九十四番 熊野町十三十一 倉木 沢下 直 則亨

〒一〇〇〇 電話東京 (03) 277-1603 振替口座 東京七一九三番 (会員の購読料は 会費に含まれる)