




金属・セラミックス中 酸素・窒素・アルゴン 分析装置



TC-436 AR型

AOD、VOD精錬では酸素／窒素のみならず、アルゴンの含有量を定量分析する事が重要です。

LECO TC-436AR型はO/N同時またはN/Arの同時分析が出来ます。切換も簡単で分析操作は、マイクロプロセッサーによる自動化で熟練を要しません。

分析感度：0.1ppm
分析所要時間：O/N同時分析 40秒
Ar 分析 150秒



日本総代理店 **日本アナリユト株式会社**

本社 〒141 東京都品川区西五反田3-8-8 (町原ビル) ☎(03)3493-7281(代)
大阪支店 〒560 大阪府豊中市网上の町2-6-7 (丹羽ビル) ☎(06)849-7466
九州営業所 〒804 北九州市戸畑区汐井町1-1 (戸畑ステーションビル) ☎(093)884-0309

定評ある
品質とサービス

カタログ贈呈