




# 金属・セラミックス中 酸素・窒素・アルゴン 分析装置



## TC-436 AR型

AOD、VOD精錬では酸素／窒素のみならず、アルゴンの含有量を定量分析することが重要です。

LECO TC-436AR型はO／N同時またはN／Arの同時分析が出来ます。切換も簡単で分析操作は、マイクロプロセッサによる自動化で熟練を要しません。

分析感度：0.1ppm  
分析所要時間：O／N同時分析 40秒  
Ar 分 析 150秒



日本総代理店 **日本アナリユト株式会社**

本 社 〒141 東京都品川区西五反田3-8-8 (町原ビル) ☎(03)3493-7281(代)  
大 阪 支 店 〒560 大阪府豊中市岡上の町2-6-7 (丹羽ビル) ☎(06) 849-7 4 6 6  
九 州 営 業 所 〒804 北九州市戸畑区汐井町1-1(戸畑ステーションビル) ☎(093)884-0 3 0 9

定評ある  
品質とサービス

カタログ贈呈

経 団 連 会 館 三 階 法 人 E 2 金 庫 付  
〒100 郵便振替口座東京03(三三七九)六〇二一  
電話東京〇三(三三七九)六〇二一  
座東京七一一九三番 (会員の購読料は  
会費に含まれる)