


金属・鉱石・無機物・セラミック中 C・S・O・N・H 分析装置各種

成成
四四年
年八月
月二十五日
印刷納本
行（毎月一回）
印刷
編集兼発行人
東京都千代田区大手町一丁目九丁目十三番十一号
倉島
沢田
直
則仁
〒100
電話
東京
〇三
三二
七九
六一
〇二
一
（会員の購読料は
会費に含む）



TC-436

酸素窒素同時分析装置

〔鉄鋼、非鉄金属、電子材料、炭素繊維等
各種セラミックス(Si₃N₄, AlN, BN, SiC, TiC)
SiO₂, Ba₂ YCu₃ O_{7-y}等〕

感 度：0.1ppm 分析時間：標準40秒
分析範囲：(1g試料) (50mg試料)
酸素：0~0.1% 酸素：0~20%
窒素：0~0.5% 窒素：0~45%

電子天秤：プリンター内蔵
オプション：昇温抽出プログラム

姉妹機
TC-136 O-N分析 TN-414 N分析
RO-416 O分析 TN-114 N分析

CS-444


炭素硫黄同時分析装置

〔鉄鋼、非鉄金属、特殊合金、鉱石等〕

感 度：0.1ppm 分析時間：標準30秒
分析範囲：(1g試料) 炭素：0~6.0%
硫黄：0~0.35%

電子天秤、プリンター内蔵
オプション：オートクリーニング
オートローダー、ルツボ空焼器

姉妹機
CS-244 C・S分析 EC-12 C分析
IR-412 C・O分析 IR-432 S分析
WR-112 C分析 IR-232 S分析




RH-404

水素分析装置

〔鉄鋼、銅、チタン等〕
感 度：0.01ppm 分析時間：通常80秒
分析範囲：0.3~250ppm (試料1gの場合)

姉妹機
RH-402 水素分析
DH-103 水素分析



常設展示中 分析方法その他
御相談承ります。



日本総代理店 日本アナリスト株式会社

定評ある
品質とサービス

本 社 〒141 東京都品川区西五反田3-8-8 (町原ビル) ☎(03)3493-7281(代)
大阪支店 〒580 大阪府豊中市岡上の町2-6-7 (丹羽ビル) ☎(06)849-7466
九州営業所 〒804 北九州市戸畑区汐井町1-1(戸畑ステーションビル) ☎(093)884-0309

カタログ贈呈