


# 金属・鉱石・無機物・セラミック中 C・S・O・N・H 分析装置各種

成成  
四四  
年  
九  
月  
二  
十  
五  
日  
發  
行  
納  
本  
(  
每  
月  
一  
回  
發  
行  
)  
編  
集  
兼  
發  
行  
人  
東  
京  
都  
千  
代  
田  
区  
大  
手  
町  
一  
丁  
九  
四  
經  
団  
連  
會  
館  
内  
倉  
島  
沢  
田  
直  
則  
仁  
  
〒  
一  
〇  
〇  
〇  
電  
話  
東  
京  
〇  
三  
〇  
三  
三  
七  
九  
六  
〇  
二  
一  
(  
會  
員  
の  
購  
読  
料  
は  
)  
郵  
便  
振  
替  
口  
座  
東  
京  
七  
一  
一  
九  
三  
番  
(  
會  
員  
の  
購  
読  
料  
は  
)

## TC-436

### 酸素窒素同時分析装置



(鉄鋼, 非鉄金属, 電子材料, 炭素繊維等  
各種セラミックス(Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub>, AlN, BN, SiC, TiC)  
(SiO<sub>2</sub>, Ba<sub>2</sub>YCu<sub>3</sub>O<sub>7-y</sub>等))

感 度: 0.1ppm 分析時間: 標準40秒  
分析範囲: (1g試料) (50mg試料)  
酸素: 0~0.1% 酸素: 0~20%  
窒素: 0~0.5% 窒素: 0~45%

電子天秤: プリンター内蔵  
オプション: 昇温抽出プログラム

姉妹機

TC-136 O-N分析 TN-414 N分析  
RO-416 O分析 TN-114 N分析

## CS-444

### 炭素硫黄同時分析装置


(鉄鋼, 非鉄金属, 特殊合金, 鉱石等)

感 度: 0.1ppm 分析時間: 標準30秒  
分析範囲: (1g試料) 炭素: 0~6.0%  
硫黄: 0~0.35%

電子天秤, プリンター内蔵  
オプション: オートクリーニング  
オートローダー, ルツボ空焼器

姉妹機

CS-244 C・S分析 EC-12 C分析  
IR-412 C・O分析 IR-432 S分析  
WR-112 C分析 IR-232 S分析



## RH-404


### 水素分析装置

(鉄鋼, 銅, チタン等)

感 度: 0.01ppm 分析時間: 通常80秒  
分析範囲: 0.3~250ppm (試料1gの場合)

姉妹機

RH-402 水素分析  
DH-103 水素分析



常設展示中 分析方法その他  
御相談承ります。



日本総代理店 **日本アナリスト株式会社**

定評ある  
品質とサービス

本 社 〒141 東京都品川区西五反田3-8-8 (町原ビル) ☎(03)3493-7281代  
大 阪 支 店 〒560 大阪府豊中市岡上の町2-6-7 (丹羽ビル) ☎(06)849-7466  
九 州 営 業 所 〒804 北九州市戸畑区汐井町1-1 (戸畑ステーションビル) ☎(093)884-0309

カ  
タ  
ロ  
グ  
贈  
呈